



Description

Le Kit d'Accouchement Stérile est un ensemble complet d'instruments et de fournitures médicales essentiels, spécialement conçu pour garantir un accouchement sûr et hygiénique. Il vise à minimiser les risques d'infection et à faciliter une prise en charge optimale de la mère et du nouveau-né.


Ce kit est destiné à être utilisé par des professionnels de santé qualifiés dans des environnements hospitaliers et cliniques.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Dispositif médicale stérile à usage unique
- **Classification** : Classe IIa
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Sans latex** : Convient aux personnes allergiques au latex
- **Conditionnement** : 10 Set par Carton – 20 set par Carton – 50 Set par Carton

Référence

- PFM-ACCOUKIT121



Conmedic groupe

Siège Social Allée des Cactus N°18 à Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z.I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC - 20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

www.conmedicgroupe.com

contact@conmedicgroupe.com



PRODUITS	DONNEES
CHAMP ADHESIF	75CMX75
FEUILLE DE STERILISATION	
CHAMP DE TABLE RENFORCE	150*190 cm
SERVETTE ABSORBANTE	
CASAQUE STERILE RENFORCEE	
VISIERES ORANGES OU SIMILAIRE HAUTE PROTECTION	4 couches, 64cm*64cm
FEUILLE DE STERILISATION 64CMX64CM	
EPONGES POUR BADIGEONNER OU PINCE A BADIGEONNER	
CUPULE	250 CC
COMPRESSES STERILES RADIO DETECTABLE	16 plis, 10*10 cm
COMPRESSES STERILES RADIO DETECTABLE PRELAVEE LAISSER 5	45*45 cm
POIRE D'ASPIRATION	
CUPULE	500 CC
SERVETTE HYGIENIQUE	
CHAMP SOUS FESSIERS AVEC POCHE DE RECUEIL GRADUEE AVEC EMBALLAGE	100 cm *138
CHAMP BEBE	3 couches, 66cm * 87cm
JAMBIERES AVEC MANCHETTES	74 cm * 107 cm
SERVIETTES ABSORBANTES	43 * 51cm
LAME DE BISOUTRI AVEC PORTE LAME	N°23
CLAMPS OMBILICAUX	
BRACELET	BLEU
BRACELET	ROSE
METRE RUBAN	50 cm

Méthode d'utilisation

- Lavez soigneusement les mains avant l'ouverture des kits, en les immergeant dans une solution de thimérosal, puis séchez-les complètement.
- Ouvrez l'emballage stérilisé de manière à préserver l'intégrité de la stérilité.
- Disposez les articles de manière ordonnée sur un champ stérile, en respectant strictement les protocoles d'asepsie.
- Vérifiez que tous les éléments du kit sont présents et en bon état avant de les utiliser.

Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec, propre, bien ventilé sans matériaux corrosifs ni source de chaleur

Précautions d'emploi

- Le kit ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'intervention chirurgicale.
- Avant l'ouverture, vérifier que le kit est bien scellé et ne présente aucune fuite.
- Assurez-vous que l'emballage stérilisé est intact et qu'aucune contamination n'a eu lieu.

Conditions de transport

- A manipuler avec soin pendant le transport et la manutention.

Certificat d'enregistrement N° 26728/2024/12229-2024/DM/DPS/DMP/18



Conmedic groupe

Siege Social Allée des Cactus N°18 a Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z.I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC -20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

www.conmedicgroupe.com

contact@conmedicgroupe.com



6 111271 252358 >