



## Description

Le kit de craniotomie stérile est un ensemble spécialisé d'instruments chirurgicaux utilisés pour réaliser des interventions neurochirurgicales, notamment l'ouverture du crâne pour accéder au cerveau.

Ce type de kit est essentiel pour maintenir un environnement stérile et sûr pendant les procédures délicates.

## Caractéristiques techniques

- **Type** : Dispositif médicale stérile à usage unique
- **Classification** : Classe IIb
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Sans latex** : Convient aux personnes allergiques au latex
- **Conditionnement** : 10 Set par Carton – 20 set par Carton – 50 Set par Carton

## Référence

- PFM-CRANIKI124




Conmedic groupe

Siège Social Allée des Cactus N°18 à Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca - 88 lot OLFA extension RDC - 20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

[www.conmedicgroupe.com](http://www.conmedicgroupe.com)

[contact@conmedicgroupe.com](mailto:contact@conmedicgroupe.com)



PRODUITS	DONNEES
FEUILLE DE STERILISATION	
CHAMP DE TABLE	152*228 cm
SERVIETTES ABSORBANTES	
CASAQUES RENFORCEES	XL
EPONGES POUR BADIGEONNER OU PINCE A BADIGEONNER	
CUPULE	250 CC
COMPRESSES RADIO DETECTABLE	10*10 cm 16 plis
PLATEAU	14*25*5 cm
CHAMP DE TABLE	152*190 cm
CUVETTE HARICOT	700 CC
CUPULE	1000 CC
POCHE A INSTRUMENTS	35*40 cm
CHAMPS ADHESIFS ABSORBANTS	76*76 cm
CHAMPS BLEUS TETRA	45*60 cm
BANDES ADHESIVES	
SPECIMEN CONTAINER	120 ml
MARQUEUR +REGLETTE	
CANNULE FINE POUR CRANIOTOMIE	
BISTOURI ELECTRIQUE BIPOLAIRE AVEC BAYONETTE OU DROIT	
TUYAU D'ASPIRATION AVEC ADAPTATEUR	10 m
BANDE DE CREPE ELASTIC	15 cm
CHAMP DE CRANIOTOMIE AVEC POCHE DE RECEUIL	310*188*340 cm
LAME DE BISTOURI AVEC PORTE LAME	N°15
LAME DE BISTOURI AVEC PORTE LAME	N°23
PLAT MOYEN	32*42*3 cm
BISTOURI ELECTRIQUE MONOPOLAIRE AVEC CABLE	
MINI CONTAINER POUR AIGUILLE	
CHAMP EN U	152*178 cm

## Méthode d'utilisation

- Lavez soigneusement les mains avant l'ouverture des kits, en les immergeant dans une solution de thimérosal, puis séchez-les complètement.
- Ouvrez l'emballage stérilisé de manière à préserver l'intégrité de la stérilité.
- Disposez les articles de manière ordonnée sur un champ stérile, en respectant strictement les protocoles d'asepsie.
- Vérifiez que tous les éléments du kit sont présents et en bon état avant de les utiliser.

## Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec, propre, bien ventilé, à l'abri des matériaux corrosifs et des sources de chaleur.

## Précautions d'emploi

- Le kit ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'intervention chirurgicale.
- Avant l'ouverture, vérifiez que le kit est bien scellé et ne présente aucune fuite.
- Assurez-vous que l'emballage stérilisé est intact et qu'aucune contamination n'a eu lieu.

## Conditions de transport

- A manipuler avec soin pendant le transport et la manutention.

**Certificat d'enregistrement N° 47026/2024/14623-2024/DM/DPS/DMP/18**



Conmedic groupe

Siege Social Allée des Cactus N°18 a Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC - 20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

[www.conmedicgroupe.com](http://www.conmedicgroupe.com)

[contact@conmedicgroupe.com](mailto:contact@conmedicgroupe.com)



6 111271 252259 >