

PRODUITS	DONNEES
CATHETER COURT	G24
CATHETER COURT	G26
CHAMP PELABLE	50*50, fentre 4cm
SERINGUE	5ml
SERINGUE	3ml
SUTURE ADHESIVE	6*75mm
PANSEMENT ADHESIF TRANSPARENT	6*7
COMPRESSES NON TISSÉES	7,5*7,5cm S5
GARROT SILICONE NÉONATAL	9*180mm
CHAMP DE SOINS	45*75cm
PAIRE DE GANT STÉRILE	
PROLONGATEUR	2 voies V841264 ou équivalent



Méthode d'utilisation

- Lavez soigneusement les mains avant l'ouverture des kits, en les immergeant dans une solution de thimérosal, puis séchez-les complètement.
- Ouvrez l'emballage stérilisé de manière à préserver l'intégrité de la stérilité.
- Disposez les articles de manière ordonnée sur un champ stérile, en respectant strictement les protocoles d'asepsie.
- Vérifiez que tous les éléments du kit sont présents et en bon état avant de les utiliser.

Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec, propre, bien ventilé sans matériaux corrosifs ni source de chaleur

Précautions d'emploi

- Le kit ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'intervention chirurgicale.
- Avant l'ouverture, vérifiez que le kit est bien scellé et ne présente aucune fuite.
- Assurez-vous que l'emballage stérilisé est intact et qu'aucune contamination n'a eu lieu.

Conditions de transport

- A manipuler avec soin pendant le transport et la manutention.

Certificat d'enregistrement N° 46674/2024/14620-2024/DM/DPS/DMP/18



Conmedic groupe

Siege Social Allée des Cactus N°18 a Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC - 20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

www.conmedicgroupe.com

contact@conmedicgroupe.com



6 111271 252341 1 >