



Description

Dispositif médical polyvalent, fabriqué à 100 % en coton, non stérile, sans latex 100% coton stérilisation possible de la bande de crêpe nue à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement ou à la vapeur – Classe I. Grâce à son élasticité, elle permet une application facile sur toutes les parties du corps, offrant un soutien léger, une compression modérée et une contention efficace. Elle est idéale pour bander les articulations ou les surfaces planes telles que le mollet ou la cuisse, garantissant un contrôle précis de la zone grâce à sa maniabilité.

- PFM-BAND01
- PFM-BAND02
- PFM-BAND03
- PFM-BAND04
- PFM-BAND05

Caractéristiques

techniques

- **Matériau** : 100 % coton, sans latex ni matières d'origine animale. **Structure**: Poreuse et légère, perméable à l'air
- **Taille** : Disponible en trois rouleaux de tailles différentes
- **Utilisation** : À usage unique, non stérile **Absorption** : Forte capacité d'absorption
- **Conformité** : S'étire facilement pour épouser la forme du corps
- **Hypoallergénique**: Convient aux peaux sensibles
- **Applications** : Maintien de pansements, immobilisation d'articulations, protection des blessures. **Élasticité** : Offre un bon maintien tout en assurant une contention légère et efficace. **Avantages** : Respirant, absorbant et confortable. Permet de réduire l'enflure et la douleur, tout en évitant la macération de la peau lors d'une utilisation prolongée. **Emballage** : Chaque bande est emballée individuellement pour garantir une propreté irréprochable et faciliter le stockage.

ARBITRARY EXPANSION

In use can be expanded according to demand, strong and durable



Conmedic groupe

Siège Social Allée des Cactus N°18 à Zone Industrielle Sidi Bernoussi
Z.I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc
Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC -20220
05 20 32 32 40/41 05 20 49 49 80
www.conmedicgroupe.com contact@conmedicgroupe.com





Précautions

- En cas d'usages prolongés ou répétés, les fils élastiques peuvent être fragilisés par l'utilisation de corps gras sous le bandage
- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée
- Dans le cas de maintien de compresses, il est recommandé de stériliser la bande

Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec, bien ventilé sans matériaux corrosifs ni source de chaleur

Mode d'utilisation

- Découper la longueur nécessaire avant l'application
- Éviter de trop étirer la bande lors du premier tour (la surface gaufrée doit être visible)
- Appliquer la bande sans trop serrer, en recouvrant au moins la moitié du tour précédent
- Recouvrir entièrement la bande lors du dernier tour
- Fixer la bande avec un sparadrap, une attache élastique ou une agrafe à pansements

