





Description

- C'est un pansement adhésif hypoallergénique en tissu élastique, pour des soins rapides et les petites plaies.
- Il protège pour arrêter le saignement, favorise la circulation et évite les infections et les contaminations.
- Il est considéré comme un dispositif médical de premiers secours.
- Sa compresse hémostatique et stérile protège la plaie. Elle absorbe le sang qui coagule à son contact sans perturber le processus naturel de cicatrisation.

Caractéristiques techniques





Précautions

- Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Usage unique.
- Risque d'infection croisée et d'efficacité réduite en cas de réutilisation.
- Si les saignements persistent, consulter un médecin.
- Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Ne pas utiliser en cas de sensibilité aux adhésifs.
- En cas d'incidents graves, signaler au fabricant et à l'autorité compétente.
- Lire attentivement les instructions d'utilisation sur l'étiquetage du produit et sur la notice le cas échéant.

Mode d'utilisation

- Se laver les mains avant et après la pose du pansement.
- Bien nettoyer et sécher la plaie.
- Retirez la protection en plastique du pansement puis appliquez-le en centrant la compresse sur la plaie et en appuyant bien.
- Attendez quelques secondes qu'il adhère parfaitement à la plaie.

Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec, bien ventilé sans matériaux corrosifs ni source de chaleur



Conmedic groupe

Siège Social Allée des Cactus N°18 à Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z.I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC -20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

www.conmedicgroupe.com  contact@conmedicgroupe.com



6 111271 252600 >